


CAMICI DISPOSITIVI MEDICI

DESCRIZIONE GENERALE	Camice in Tessuto Non Tessuto (TNT) da 30 gr/mq di Polipropilene (PP). Con chiusura regolabile posteriore con fettucce posizionate in vita e al collo. Maniche lunghe con elastici ai polsi. Non sterile.
COLORE	Bianco.
COMPOSIZIONE	100% Polipropilene (PP)
TAGLIE DISPONIBILI	Taglia Unica Lunghezza 114cm Larghezza totale 150cm Lunghezza maniche 63cm
CONFEZIONE	Confezioni da 10 pezzi in cartoni da 100 pezzi (60x60x40)
CONFORME ALLE NORME	Dispositivo Medico in conformità alla Direttiva 93/42 CE - Registrato presso il Ministero della Salute da: Il Punto N° 2087388 - Marcatura CE - Idrorepellente



CAMICI DM

CARATTERISTICHE	Ottima vestibilità, buona resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale. Idrorepellente. Ultraleggero e ipoallergenico. Bassissima infiammabilità.
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivo Medico di Classe I - Non sterile
PRECAUZIONI D'UTILIZZO	Non utilizzare in caso di evidenti difetti come TNT danneggiato o scucito.
CONTROINDICAZIONI	Nessuna controindicazione nell'utilizzo di questo dispositivo medico.
MODALITÀ DI TRASPORTO	Non ci sono particolari osservanze a cui attenersi nel trasporto; lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se i camici non risultano contaminati con sostanze pericolose. In caso di contaminazione, i camici dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori dei rifiuti biologici.
MANUTENZIONE	Non occorre essendo monouso.
CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE	Temperatura compresa tra -5° e $+40^{\circ}$, umidità inferiore a 80%, senza esporli a calore diretto.



VESTIZIONE E LIMITAZIONI D'USO



LIMITAZIONI D'USO

monouso		non lavare a secco	
non lavabile		non stirare	
non candeggiare		infiammabile	

Slegare le 4 fettucce posteriori del camice,

Sfilare le braccia,

Arrotolare il camice in modo che rimanga all'esterno solo la parte pulita,

Eliminare secondo la modalità scelta.

Non utilizzare per:

- Contatto con oli pesanti, fiamme o scintille e combustibili liquidi.
- Situazioni di esposizione che possono causare un accumulo di liquido sul tessuto.
- Ambienti con rischi meccanici elevati (abrasioni, tagli strappi)
- Ambienti con condizioni di calore eccessivo.

CONSERVAZIONE

- Conservare in condizioni asciutte e pulite, nell'imballo originale e lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di temperature elevate, e da vapori di solventi.
- Conservare all'interno dell'intervallo di temperatura compreso tra -10 °C e +40 °C e con un'umidità relativa inferiore all'70%.
- La durata è di cinque anni dalla data di produzione quando conservato come indicato.
- Maneggiare e smaltire il prodotto contaminato con cautela e in accordo con le normative applicabili.
- Prodotto Monouso – Non riutilizzare.
- Quando si conserva o si trasporta il prodotto utilizzare l'imballo originale fornito.

AVVERTENZE

1. Assicurarsi sempre che il prodotto sia:
 - Adatto all'applicazione;
 - Indossato correttamente;
 - Indossato per tutto il periodo di esposizione;
 - Sostituito quando necessario
2. Una selezione appropriata, l'addestramento al corretto utilizzo e la giusta manutenzione sono fondamentali per ottenere la massima protezione dell'utilizzatore da alcuni contaminanti aerodispersi. Non seguire tutte le istruzioni d'uso relative all'uso di questi prodotti per la protezione degli indumenti e/o non indossare correttamente il prodotto per tutto il periodo di esposizione, può compromettere l'efficacia dell'utilizzatore rispetto agli agenti esterni per i quali è stata realizzata.
3. Per verificare l'adeguatezza e il corretto utilizzo fare riferimento alle normative nazionali, seguire tutte le informazioni fornite
4. Prima dell'uso, l'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto completo, in accordo con le normative applicabili relativamente alle taglie e modalità di vestizione.

DC
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DISPOSITIVO MEDICO CAMICI MONOUSO AM - DM - 01 LOTTO N° 001

Il fabbricante:

IL PUNTO di Senhaji Rhandor El Mehdi

con sede legale in:

Via Giuseppe Dagnini, n°40/D
40137 Bologna (BO)
P.Iva/C.F. 03433891201

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto seguente :

descrizione: **dispositivo medico CAMICE monouso** dispositivo di **Classe I**
modello:CAMICI AM - DM- 01
Lotto: N° 001

risulta conforme a quanto previsto dal seguente regolamento comunitario:

-Dispositivo Medico conforme alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i.

-Regolamento UE 2017/745

Il DM è oggetto della procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno della produzione.

Bologna, lì 30/03/2021

Firma e Timbro

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'IL PUNTO' at the top, 'Senhaji Rhandor El Mehdi' in the middle, 'Sede 0303778 - puntorandor@il.com' at the bottom left, and 'PIVA 03-3349120' at the bottom right.